



Numero principale del prodotto 1000021291



## Slip, ABENA Slip, L3

- ✓ Strato centrale altamente performante con tecnologia Top-Dry
- ✓ Barriere complete contro le perdite per prevenire le fuoriuscite lungo tutti i bordi
- ✓ Elastici curvi sulle gambe per una vestibilità ottimale
- ✓ Indicatore di umidità con scala graduata
- ✓ Supportano il corretto equilibrio cutaneo
- ✓ Traspiranti al 100% per una pelle sana e un comfort ottimale



## Descrizione del prodotto

ABENA Slip è la nostra gamma premium di slip di forma anatomica e completamente traspiranti per perdite urinarie, per incontinenza da moderata a grave. Il nucleo ad alte prestazioni con tecnologia Top-Dry garantisce un rapido assorbimento e una superficie asciutta anche dopo molteplici minzioni. La combinazione di diverse barriere (visibili e invisibili) ed elastici (elastico curvo all'altezza della gamba) offre una protezione completa dalle perdite, in qualsiasi punto del prodotto. Se combinate, queste funzionalità aiutano a proteggere la pelle e a mantenere il naturale equilibrio del pH cutaneo. Il sistema di controllo degli odori riduce al minimo gli odori sgradevoli. La combinazione di adesivi flessibili di alta qualità con funzione di doppio adesivo garantiscono una vestibilità ottimale e un facile riposizionamento. L'indicatore di umidità con scala graduata aiuta l'utente e l'accompagnatore a stabilire il corretto grado di assorbenza e quando sostituire il prodotto. I prodotti dermatologicamente testati hanno ottenuto il marchio Nordic Swan Ecolabel.



|                                  |                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome della base                  | Slip                                                                                                                                          |
| Marchio                          | ABENA                                                                                                                                         |
| Dimensioni                       | L3                                                                                                                                            |
| Colore                           | White                                                                                                                                         |
| Materiale                        | Strato posteriore in tessuto traspirante (BTBS), Fluff ECF, elastam, nastro combinato elasticizzato, tessuto non tessuto, PE, PP, resina, SAP |
| Lunghezza/profondità             | 970 mm                                                                                                                                        |
| Larghezza                        | 800 mm                                                                                                                                        |
| Dimensioni fianchi               | 100-150 cm                                                                                                                                    |
| Tolleranza                       | +/- 10%                                                                                                                                       |
| Test di assorbimento Rothwell    | 3400 ml                                                                                                                                       |
| Assorbimento pratico             | 1149 ml                                                                                                                                       |
| Genere                           | Unisex                                                                                                                                        |
| Livello di qualità               | Premium                                                                                                                                       |
| Certificati                      | CE, MD, Nordic Swan Ecolabel, UKCA                                                                                                            |
| Classe CE (Dispositivi medicali) | Class I                                                                                                                                       |
| Standard del prodotto o di test  | ISO 11948-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001                                                                                                   |
| Direttive, regolamenti e leggi   | MDR (EU) 2017/745                                                                                                                             |
| PZNnumber Busta                  | 10220346                                                                                                                                      |
| PZNnumber Scatola                | 10220352                                                                                                                                      |

|                                                |                                                                                                |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Istruzioni di sicurezza e avvertenze           | Tenere fuori dalla portata dei bambini.                                                        |
| Durata a scaffale                              | 5 anni                                                                                         |
| Istruzioni per la conservazione                | Conservare in luogo asciutto, a temperatura ambiente e lontano dalla luce diretta del sole.    |
| Istruzioni per lo smaltimento del prodotto     | Può essere smaltito con i normali rifiuti domestici differenziati secondo le normative locali. |
| Istruzioni per lo smaltimento degli imballaggi | Da riciclare o incenerire.                                                                     |

Istruzioni per l’uso/applicazione

Slip protettivo per perdite urinarie per incontinenza da moderata a grave progettati per situazioni particolarmente impegnative e per pazienti allettati. Riconoscimento delle dimensioni del prodotto grazie a codici colore, nomi e sistemi di numerazione. È importante misurare sempre la circonferenza dei fianchi per scegliere la misura giusta e scegliere il corretto grado di assorbenza per prevenire le perdite. Piegare gli slip nel senso della lunghezza con il retro rivolto verso l’esterno per creare una forma a scodella. Passare gli slip da davanti a dietro. Distendere la parte anteriore dello slip creando una forma a canale tra le gambe. Per una vestibilità affidabile e confortevole, fissare gli adesivi inferiori in modo che siano leggermente angolati verso l’alto su entrambi i lati, quindi fissare gli adesivi superiori in modo che siano angolati verso il basso p. Il prodotto può essere applicato sia in posizione eretta (dall’utente o da un assistente) che in posizione sdraiata. Per informazioni dettagliate, consultare la guida all’applicazione inclusa nella nostra brochure.



Nordic Swan Ecolabel è un’etichetta ambientale ufficiale scandinava. I prodotti con il marchio Nordic Swan Ecolabel soddisfano severi requisiti ambientali nell’ambito di materie prime, produzione, utilizzo, documentazione e sicurezza.



Il Regolamento (UE) 2017/745 è una norma dell’Unione Europea che regola la ricerca clinica e la vendita di dispositivi medici per uso umano. Tale regolamento abroga la Direttiva 93/42/CEE, relativa ai dispositivi medici, e la Direttiva 90/385/CEE, relativa ai dispositivi medici impiantabili attivi, dal 26 maggio 2021.



Il marchio CE garantisce la sicurezza e la conformità a tutte le precauzioni di sicurezza di un prodotto. CE è l’acronimo di “Conformité Européenne” (Conformità europea) e si trova principalmente su apparecchiature elettroniche e di sicurezza, prodotti da costruzione e dispositivi medici.



Il marchio UKCA garantisce che un prodotto è sicuro da usare e rispetta tutte le precauzioni di sicurezza in linea con gli standard del prodotto e la legislazione del Regno Unito.



Le barriere anti-fuoriuscita sulle cosce e attorno al nucleo assorbente aiutano a prevenire le perdite e forniscono una vestibilità ottimale.



Il prodotto è completamente traspirante per garantire il comfort dell’utente, anche in caso di uso prolungato. Aiuta a mantenere l’integrità della pelle.



Il prodotto è dotato di strisce adesive flessibili che garantiscono la migliore combinazione di comfort, vestibilità e protezione dalle perdite. Le doppie strisce adesive blu garantiscono un’ulteriore possibilità di riposizionamento.



Si garantisce che i nostri prodotti sono stati testati per ingredienti che possono potenzialmente causare irritazione cutanea. Test condotti da un laboratorio terzo indipendente.



La struttura unica del nostro nucleo ad alte prestazioni è pensata per la rapida dispersione e l’incapsulamento dell’urina, che risulta in una superficie asciutta anche dopo molteplici minzioni.



Il sistema anti-odore è un fattore fondamentale per garantire discrezione per l’utente. I prodotti per l’incontinenza di ABENA sono pensati e realizzati per garantire che dal prodotto provenga il minimo odore possibile.



Esclusiva tecnologia Top Dry che fornisce un rapido assorbimento e garantisce una superficie asciutta anche dopo molteplici minzioni.



L'indicatore di umidità è una striscia sensibile ai liquidi che cambia colore o sbiadisce, indicando così quando è il momento di cambiare il prodotto.



Una combinazione di traspirabilità al 100%, tecnologia Top-Dry e protezione dalle perdite garantisce una superficie asciutta e una pelle sana anche dopo molteplici minzioni, mantenendo il naturale equilibrio del pH della pelle.



Il prodotto non contiene lattice.



Sistema che indica l'assorbimento in base al numero di gocce. Maggiore è il numero di gocce indicato, maggiore è l'assorbimento. Varia da 1 a 9 gocce.



La borsa è composta per il 30% da plastica PCR, ovvero realizzata con materiali plastici utilizzati dai consumatori. Ciò ci consentirà di ridurre i rifiuti di plastica e di contribuire a prenderci cura dell'ambiente.

